



C.F.P.[®]
Hüftgelenkprothesensystem



Re-Launch – C.F.P.[®] XS-Schäfte

Gern informieren wir Sie über den Re-Launch der C.F.P.[®] XS Hüftendoprothese. Ab sofort stehen Ihnen alle Größen von extraklein (XS) bis extragroß (XL) der C.F.P.[®] Hüftendoprothese zur Verfügung. Allein mit der C.F.P.[®] XS stehen 16 verschiedene Optionen bereit, die eine individuelle Versorgung ermöglichen.

Weitere Fakten

- Hüftendoprothesenschäfte zementfrei, Konus 12/14 mm
- Neue Version gegenüber dem alten Schaft um 13 mm gekürzt
- Neue Dimension der Prothese führt zu modifizierten Knochenkompressoren und Tastoliven für Größe XS
- Neue Röntgensablonen liegen analog und digital vor

Allgemein

- Anatomische Schaftform und Anteversion im Prothesenschaft berücksichtigt
- Unterschiedliche Schaftkrümmungen ermöglichen sichere Abstützung der Prothese an der medialen Kortikalis
- Maximale Ausnutzung der Beschichtungszone



Material: **TiFotan[®]** mit HX[®]-Beschichtung (Kalziumphosphat)

HX[®]-beschichtet

Krümmung A (schwach)				Krümmung B (stark)	
CCD-Winkel 117°	CCD-Winkel 126°	HX [®] -beschichtet		CCD-Winkel 117°	CCD-Winkel 126°
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.
290-118/17	290-118/26	extraklein	rechts	290-170/17	290-170/26
290-119/17	290-119/26	extraklein	links	290-171/17	290-171/26

Material: **TiFotan[®]**


mikroporös • ≈ 70 µm Rautiefe

Krümmung A (schwach)				Krümmung B (stark)	
CCD-Winkel 117°	CCD-Winkel 126°	mikroporös 70 µm Rautiefe		CCD-Winkel 117°	CCD-Winkel 126°
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.
290-094/17	290-094/26	extraklein	rechts	290-150/17	290-150/26
290-095/17	290-095/26	extraklein	links	290-151/17	290-151/26


■ C.F.P.[®] Hüftendoprothese

■ Neue Größenangaben – C.F.P.[®] XS-Schäfte

Größe extraklein – Krümmung A oder B		
Version/ Maße	NEU	alt
B mm	19,5	20
C mm	82	95
E mm	11	9




■ Neue Tastolive – Siebeinsatz unten, 291-023/06



Neu auf diesem Sieb: Gebogenes Tastinstrument mit Tastolive, graduiert, 300 mm

Art.-Nr.	Größe	für Prothesenschaft	St.
1 291-102/01	1	extraklein (XS)	1

■ Neue Knochenkompressoren – Siebeinsatz, 291-022/07



Neu auf diesem Sieb: Knochenkompressor, Krümmung A		
Art.-Nr.	Größe	Ausführung
1 291-200/03	extraklein	rechts
2 291-200/04	extraklein	links
Neu auf diesem Sieb: Knochenkompressor, Krümmung B		
Art.-Nr.	Größe	Ausführung
3 291-210/03	extraklein	rechts
4 291-210/04	extraklein	links

■ Röntgenschablonen

Für C.F.P.® Hüftendoprothesenschäfte, zementfrei (mit neutralen Kopf-Halslängen),
Konus 12/14 mm, 110% natürlicher Größe

Krümmung A			
Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	CCD-Winkel	Schaftgröße
290-258/52	28, 32, 36, 40	117°	extraklein, klein, mittel, groß, extragroß
290-258/32	28, 32, 36, 40	126°	extraklein, klein, mittel, mittelgroß, groß, extragroß
Krümmung B			
Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	CCD-Winkel	Schaftgröße
290-259/52	28, 32, 36, 40	117°	extraklein, klein, mittel, groß, extragroß
290-259/32	28, 32, 36, 40	126°	extraklein, klein, mittel, mittelgroß, groß, extragroß