




LinkSymphoKnee

Built on TRUST




„LINK ist für mich nicht nur ein Unternehmen für Knierevisionen. Das neue LINK Knie ist meine erste Wahl für den kreuzbänderhaltenden primären Kniegelenkersatz. Die schlanke Form des Implantats und die Ausführung des Sulcus trochlearis bieten mir ein Implantat, das sich für alle meine Patienten eignet.“

– Brett Levine, MD, Midwest Orthopaedics at RUSH¹

¹ Dr. Brett Levine hat im August 2021 in Chicago, Illinois, die weltweit erste Implantation der kreuzbänderhaltenden Ausführung des LSK durchgeführt.

LinkSymphoKnee

Built on TRUST



Doppelter Krümmungsradius zur Optimierung der Kinematik

Aussparung für Weichteil schonende Führung der Patellasehne


Flacherer mediolateraler Rand an der dorsalen Facette für 2up / 2down Kompatibilität des Femurs

Verzeihendes ventrales Profil

3° dorsaler Slope

Dorsale und mittige Schwalbenschwanz-Verriegelung

E-Dur (HXLPE angereichert mit Vitamin E¹)



¹ Vernetzung mit einer Gammaluftdosis von 75 kGy und anschließende EtO-Sterilisation.